

## Kedves Vásárló!

Mindenekelőtt szeretnénk gratulálni Önnek az eszköz megvásárlásához. A lehetséges műszaki károk elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el és kövesse a következő használati utasításokat. Nem vállalunk felelősséget az utasítások és előírások be nem tartása miatt okozott károkért!

## Műszaki adatok

Termékszám	10031106, 10031107
Tápegység	12 V
Energiafogyasztás	24 W

## Biztonsági előírások

### Általános tanácsok

- A termék biztonságos és helyes használatának biztosítása érdekében használat előtt olvassa el ezt az útmutatót.
- Ezt a készüléket nem szabad csökkentett fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel küzdő személyeknek (beleértve a gyermekeket), vagy hiányos tapasztalat és ismeretek nélkül használni, kivéve, ha azokat a biztonságáért felelős személy felügyeli, vagy utasítja őket.
- Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne játszhassanak a termékkel.
- A készülék fűtőtesttel van ellátva, tehát a felület nagyon forró lehet. A hőre érzékeny embereknek óvatosnak kell lenniük a készülék használatakor.
- Ha a tápkábel sérült, akkor a sérülések kockázatának elkerülése érdekében a gyártót vagy egy hivatalos szervizközpontot kell értesíteni és szakembernek kell elvégeznie a javításokat.
- Ha a készülék felülete sérült, akkor a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a szerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell megjavítania.
- Tisztítás vagy masszázs után húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- A masszázs alatt ne takarja le a készüléket, mert a motor túlmelegedhet, meghibásodhat vagy megrongálódhat.
- Ha kellemetlenül érzi magát a masszázs közben, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
- Ha a gép nem működik megfelelően, ellenőrzés és karbantartás céljából vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
- Csak a gyártó által ajánlott alkatrészeket használjon.
- Ne helyezzen be idegen tárgyat a lábmasszázs készülék nyílásába.
- Amikor a készüléket működteti, ügyeljen arra, hogy ne legyen nedves a keze.
- Ne engedje, hogy víz kerüljön a vezérlőgombokra.
- A készülék leválasztásához először kapcsolja ki, majd húzza ki a konnektorból.
- Ez a termék nem alkalmas önálló vagy orvosi kezelésre. Diagnózis és kezelés céljából kérjük, forduljon kezelőorvosához.

### **Tanács a készülék elhelyezését illetően**

- Ne használja a lábmasszírozó készüléket nedves, párás vagy túl poros környezetben.
- Ne használja a lábmasszírozó készüléket olyan helyiségben, ahol a hőmérséklet meghaladja a 40 ° C-ot.
- Ne helyezze a lábmasszírozó készüléket a szabadba.
- Ne használja a lábmasszírozó készüléket elektromos fűtőberendezések, kályhák közelében vagy közvetlen a napfényen.

### **Az alábbi személyek használat előtt forduljanak orvosi tanácsadásért:**

- Orvosi kezelésben részesülő beteg, vagy ha rosszul érzi magát.
- Betegek magas vérnyomással, szívbetegséggel, arterioszklerózissal vagy trombólissal.
- Rákos betegek.
- Terhes nők és nők menstruáció alatt.
- Csontritkulásos betegek.
- Betegek, akik pacemaker vagy beültetett orvosi eszközöket használnak.
- Akut betegségben szenvedő betegek.

### **Tanácsok a használat időtartamára**

Használja naponta 1-2 alkalommal, mindig 5-10 percig, hatékonyan kiküszöböli az izomfájdalmakat és javítja a vérkeringést. A masszázs 5-15 perccel az éjszakai pihenés előtt hatékonyan javítja az alvás minőségét.

### **Tanácsok a biztonságos használatához**

- Vigyázzon, nehogy elaludjon a lábmasszírozó készülék használata közben.
- Ne használja a masszírozó készüléket, ha alkohol hatása alatt van, vagy ha rosszul érzi magát.
- A lábmasszázs legfeljebb 30 percig tarthat, és ne melegítse a lábát 2 óránál tovább.
- Ha a felület megkárosodik, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne használja a készüléket egy órával étkezés előtt.
- Ha a terméket alacsony hőmérsékleten tárolja, akkor használat előtt vigye meleg környezetbe, hogy a kondenzvíz elpárologjon. Az egység belsejében lévő víz befolyásolhatja a működést, és akár működési hibákat is okozhat. Tehát ebben az esetben hagyja a készüléket legalább egy órán át állni normál szobahőmérsékleten, mielőtt használni kezdené.

# Használat és üzemeltetés

## Intenzitás gomb

Nyomja meg a gombot, hogy közepes intenzitást kapjon, nyomja meg ismét a gombot az erősebb intenzitás beállításához (L2), a harmadik legerősebb intenzitású fokozathoz ismét nyomja meg a gombot (L3).

## Beállítás és kikapcsolás

- Ha a lábmasszírozó készüléket csatlakoztatja a tápegységhez, használatra kész, a piros lámpa felvillan.
- Nyomja meg a Power supply gombot, ezzel a gombbal tudja beállítani a készüléket 10, 15 illetve 20 perces masszázusra.
- Ezen idő elteltével vagy a talpmasszázs idejének elérése után a készülék visszatér az eredeti üzemmódba.
- A "Mode" gombbal tudja állítani a masszázs módot, 6 féle opció közül választhat
- A "Knead" gombbal a lábmasszázs tudja ki és be kapcsolni.
- A "Speed Regulation" gombbal tudja beállítani a masszázs sebességét, három sebesség közül választhatunk.
- Az "Intensity" gombbal az intenzitást tudjuk beállítani, 3 fokozaton.
- Állítsa a készüléket a "Power supply" gombbal "OFF" üzemmódba és kérjük, hogy húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

# Tisztítás és gondoskodás

## Tárolás

- Ha nem használja, helyezze a masszírozó készüléket egy dobozba, és tárolja biztonságos, száraz, levegős és hűvös helyen.
- Ne hajlítsa meg a kábelt.
- Ne tegye a készüléket a vezetékhez.
- Kerülje az éles széleket, amelyek megkarcolhatják a felületet.
- Ne tegye a terméket közvetlen napfény hatása alá, vagy magas hőmérsékletű helyre.

## Tisztítás

- Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva és a hálózati csatlakozó ki van-e húzva.
- Száraz ruhával tisztítsa meg a masszírozó készülék felületét. Ne használjon maró súrolószert vagy higítókat.

## Gondoskodás

- Tárolja a terméket tiszta, száraz helyen.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, használjon védőburkolatot a por összegyűlésének és leülepedésének megakadályozására.

## Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	Nincs csatlakoztatva az elektromos áramhoz.	Csatlakoztassa és ellenőrizze, hogy az áramellátás rendben van-e.
	A funkciógombok nem reagálnak.	Nyomja meg az ON/OFF gombot.
A készülék hirtelen megállt működni.	A masszázsvéget ért.	Az ON/OFF gombbal indítsa újra.
	Nincs csatlakoztatva az elektromos áramhoz.	Ellenőrizze, hogy a hálózati interfész jól csatlakozik-e.
	A készülék túl sokáig működött, és felmelegedett.	Miután a készülék lehűlt, nyomja meg a bekapcsoló gombot az újraindításhoz.
	Túlzott erő, a masszázshenger eltömődött.	A masszázs alatt enyhítse a nyomást

## Ártalmatlanítási utasítások



A 2012/19 / EU európai hulladékrendelet szerint ez a szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Az irányelv értelmében az eszközt megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása céljából. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a helyi városi hivatalhoz vagy a háztartási hulladékkezelőhöz.

## Megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Németország.



Ez a termék megfelel a következő európai irányelveknek:

2014/30/EU (EMV)  
2011/65/EU (RoHS)